

”Den optimale vask til både
siddende og stående brugere”

ROPOX SLIMLINE VASK

NÅR MAN GERNE VIL HAVE VASK OG SPEJL I EN SAMLET, SMAL OG ELEGANT LØSNING

Med SlimLine vasken får man spejl og vask i en samlet enhed, og derfor passer spejlet altid i højden, uanset om brugeren sidder i kørestol eller er stående. Højden justeres elektrisk ved et enkelt tryk på betjeningen, der sidder lige under spejlet og derfor altid er inden for rækkevidde.

Selve Support vasken giver bedre tilgængelighed og integrerede greb, som øger sikkerheden, for brugere med nedsat funktionsevne.

Håndvaskene er nemme at installere, og derfor kan man udskifte håndvasken til en anden variant, hvis behovet ændres med tiden. SlimLine vaskene er lette at rengøre, så man kan holde et højt hygiejne-niveau.




ROPOX SLIMLINE VASK

Højde justering: 30 cm (70-100 cm)

Max. brugervægt: Testet iht. DS/ISO 17966:2016
(se skema for max brugervægt)

VARIANT/MODEL



Med vasken medfølger blandingsbatteri, fleksibelt vvs afløbskit og installationsafdækning.



TILBEHØR

Fleksibelt VVS afløbskit
V-nr.: 40-15612

Installationsafdækning
SlimLine unit
V-nr.: 40-15610

Håndbetjening med spiral for
Slimline
V-nr.: 40-15630

Overløbsprop
V-nr.: 40-40935



OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.