



BALANCE

- TRYGHED FOR BÅDE BØRN OG VOKSNE

LET AT TILPASSE TIL
FORSKELLIGE BEHOV



Løsninger til hverdagen for både store og små

I snart 60 år har Ropox sikret, at mennesker med særlige behov kan klare sig selv. At kunne gøre en forskel i folks hverdag giver os drivkraften til at fortsætte med at udvikle nye produkter. Og det gør vi hele tiden.

Fundamentet for vores udviklingsarbejde er de hjemmebesøg, som vores rådgivere foretager hver dag hos brugere over hele landet, og den uvurderlige viden, som disse møder giver.

Den viden tager vi med os, når vi videreudvikler de produkter, som vi sælger i dag, og når vi designer nye.

I denne brochure kan du læse mere om Balance. Et hjælpemiddel til alle aldre, både i private hjem og institutioner. Hvis du ønsker mere information om noget, er du velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig gerne.



Brugerindstilling
Giver en stabil støtte, både ved forflytning og i siddeposition.



Familieindstilling
Støtterne drejes til siden og fodstøtten vippes op, så kan toilettet anvendes af alle.

Nogle gange er det rart at være alene for en stund.

Balance er udviklet til børn og voksne, der har svært ved at holde balancen i stående og siddende stilling. Armlæn og fodstøtter giver sikker støtte til hele kroppen, og de fleksible støttehåndtag letter forflytning til og fra toiletsædet.

Balance er både let at håndtere og let at samle og kan ved behov tages med, for eksempel på en tur, når familien skal være væk i en længere periode. Fordi det er let at folde støtterne væk, er disse ikke i vejen for dem, der ikke har brug for dem.


Anvendelsesområder, hvor Balance giver stabil og tryk støtte

- Ved af- og påstigning i forbindelse med toiletbesøg, hvor de forreste støttehåndtag giver stabil support.
- Sikker siddende takket være fodstøtte, stabile armlæn på siderne og støttehåndtag, som brugeren kan læne sig op ad.
- Takket være alt tilbehør og det faktum, at Balance er modulopbygget, er systemet let at tilpasse til forskellige behov og forudsætninger.
- Kan kombineres med Bidette.



Derfor vælger brugerne Balance

- Velegnet til hele familien, uanset alder og størrelse.
- Kan tages med, når du er væk hjemmefra.
- Let at ændre i forhold til brugerens behov.
- Fremstillet i lakeret rustfrit stål. Gummidetaljer i polyurethan uden latex.
- Kan kombineres med Bidette.
- Fleksibel, enkelt og tiltalende design.



Hvilken model passer til dig?

På vores website finder du en testprotokol, som hjælper dig med at finde den rigtige model. ropox.dk/produkt-kategori/ropox-home-care/



Model 1
Varenr.: 35-00001 / HMI no.: 37048

- Armlæn lige, 425 mm mellem armlænene
- Fodstøtte
- Benstativ og toiletsæde



Model 2
Varenr.: 35-00002 / HMI no.: 37049

- Armlæn lige, 425 mm mellem armlænene
- Fodstøtte
- Støtthåndtag
- Benstativ og toiletsæde



Model 3
Varenr.: 35-00003 / HMI no.: 123076

- Armlæn lige, 425 mm mellem armlænene
- Støtthåndtag
- Benstativ og toiletsæde
- Fodstøtte-erstatning



Model 4
Varenr.: 35-00004 / HMI no.: 123078

- Armlæn duo, 350 alt. 500 mm mellem armlænene
- Fodstøtte
- Benstativ og toiletsæde



Model 5:
Varenr.: 35-00005 / HMI no.: 37051

- Armlæn duo, 350 alt. 500 mm mellem armlænene
- Fodstøtte
- Støtthåndtag
- Benstativ og toiletsæde



Model 6:
Varenr.: 35-00006 / HMI no.: 123079

- Armlæn duo, 350 alt. 500 mm mellem armlænene
- Støtthåndtag
- Benstativ og toiletsæde
- Fodstøtte-erstatning



Model 7:
Varenr.: 35-00007 / HMI no.: 37053

- Armlæn omfavnende, 425 mm
- Fodstøtte
- Benstativ og toiletsæde



Model 8:
Varenr.: 35-00008 / HMI no.: 123077

- Armlæn omfavnende, 425 mm
- Benstativ og toiletsæde
- Fodstøtte-erstatning



Model 9:
Varenr.: 35-00009 / HMI no.: 123080


- Armlæn duo mini, 350 alt. 500 mm mellem armlænene
- Fodstøtte
- Benstativ og toiletsæde



Model 10:
Varenr.: 35-00010 / HMI no.: 37052

- Armlæn duo mini, 350 alt. 500 mm mellem armlænene
- Fodstøtte
- Støtthåndtag
- Benstativ og toiletsæde

Maks. belastning:
Armlæn 130 kg, Omfavnende armlæn 130 kg/50 kg,
Støtthåndtag 130 kg, Fodstøtte 60 kg.



Kombinationer og tilpasninger

Alle vores produkter er udviklet, så de kan tilpasses og kombineres, og brugeren får præcis det hjælpemiddel, der er behov for.



For de allermindste kan det være for højt at nå op til fodstøttens højeste position. Med fodskamlen placeret på fodstøtten kan barnet komme op.



Med fodskamlen placeret på fodstøtten får selv de mindste børn en god fodstøtte.



Balance
– med fodstøtte og assistentskammel



Balance – med bordplade



Balance – med bordplade str. 600x315 mm



Balance – med rygstøtte og hulformindsker
(begge fås i flere størrelser)



Balance – kombineret med Svan Bidette R3



TOILETSÆDE KAN
Soft close med quick release-beslag.
VARENR.: 35-00038
HMI NO.: 37052



BORDPLADE
VARENR.: 35-00035
600 x 315 mm (inkl. beslag)
VARENR. 35-00036
600 x 315 mm (uden beslag)



BENFORLÆNGER
VARENR. 35-00034
Højde 65 mm
Sælges parvis
Anbefales til porcelæn
46 cm & højere.



TOILETSÆDE – standard
VARENR.: 35-00024
HMI NO.: 37057
Indvendige mål
B. 225 mm L. 273 mm.
Udvendige mål:
B. 370 mm L. 400 mm.



HULFORMINDSKER
– mellem, vandret.
VARENR.: 35-00025
HMI NO.: 37059
Indvendig hulstørrelse:
B. 170 mm
L. 262 mm



HULFORMINDSKER
– lille, vandret.
VARENR.: 35-00026
HMI NO.: 37058
Indvendig hulstørrelse:
B. 143 mm
L. 255 mm



HULFORMINDSKER
– ekstra lille.
VARENR.: 35-00028
HMI NO.: 123075
Indvendig hulstørrelse:
B. 140 mm
L. 163 mm



HULFORMINDSKER
– lille med høje kanter.
VARENR.: 35-00027
HMI NO.: 37050
Indvendig hulstørrelse:
B. 146 mm
L. 193 mm



RYGSTØTTE
VARENR.: 35-00021
HMI NO.: 37060
H. 250 mm
B. 360 mm
D. 100 mm



BLØDT SÆDE
BLÅ: VARENR.: 35-00040
HMI NO.: 44867
HVID: VARENR.: 35-00039
Indvendige mål B. 210 mm
Indvendige mål L. 245 mm



FODSKAMMEL
VARENR.: 35-00037
H. 100 mm
B. 370 mm
D. 150 mm



RYGSTØTTE
VARENR.: 35-00046
HMI NO.: 123089
H. 390 mm
B. 320 mm
D. 30 mm



SIDDEPLADE
VARENR. 35-00045
B. 170 mm
L. 340 mm



FODSTØTTE
VARENR. 35-00042
B. 90 mm
L. 160 mm



KATETERHOLDER
VARENR. 35-00043



ASSISTENTSKAMMEL
VARENR. 35-00044
Udvendige mål:
41 cm diameter.

Vi hjælper dig med at finde det rigtige produkt

Direkte fra os

Vi hjælper dig med at finde det rigtige produkt og de tilbehørsprodukter, du eventuelt har behov for.

Du kan kontakte os på telefon

+45 55 75 05 00.

Via din ergoterapeut

Din ergoterapeut kan hjælpe dig med at beslutte, hvilket produkt og tilbehør der er bedst for dig.

Du kan også kontakte en af vores sælgere eller rådgivere, du finder deres kontaktoplysninger under Kontakt på vores hjemmeside: www.ropox.dk

Vi bygger fremtidens badeværelser

Se mere af vores sortiment på www.ropox.dk



SVAN BIDETTE R3
Bidetmodul til toilettet med vaske- og tørrefunktion



SVAN LIFT
Toiletsædeløfter

GRIPO
Støttestang til hjælp, når brugeren skal rejse sig



BALANCE
Fleksibelt system til toilettet, som giver ekstra støtte til børn og voksne



ROPOX QUICK HÅNDVASK
Vasken skydes ud fra væggen og sænkes 14 cm



ROPOX TOILETSTØTTER
Vægmonterede, opklappelige og kan højde justeres

OM ROPOX

FÅ FRIHEDEN TIL TRYGT AT KLARE DIG SELV

“Mennesker med nedsat funktionsevne skal have en lettere hverdag med højere livskvalitet, øget selvværd og frihed til trygt at klare sig selv.” Det var vores målsætning, da vi blev grundlagt i 1962. I dag er vi mere end 60 medarbejdere, der fortsat arbejder efter det samme mål.

Med mere end 50 års erfaring er vi blandt verdens førende inden for produktion af hjælpemidler og møbler til handicappede og udstyr til ergo- og fysioterapeutisk genoptræning. Som en del af AddLife-koncernen har vi derudover adgang til et stort og stærkt netværk af partnere, der er specialiseret i at udvikle services og produkter til både den private og offentlige sundhedssektor.

Vi er repræsenteret i fire verdensdele, hvor vi er anerkendt og værdsat for vores høje kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed.

Læs mere på www.ropox.dk.



ROPOX BORDE

SMUKKE
HØJDEINDSTILLELIGE
BORDE TILPASSET
INDIVIDUELLE BEHOV



ROPOX KØKKENER

FLEKSIBLE OG
HØJDEINDSTILLELIGE
KØKKENLØSNINGER



ROPOX BADEVÆRELSE

INNOVATIVE
OG SPÆNDENDE
PRODUKTER I EN SMUK
SAMHØRIGHED



ROPOX PUSLEBORDE

SIKRE OG FLEKSIBLE
LØSNINGER I EN
ERGONOMISK
UDFORMNING

ROPOXTM
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
- A PART OF **AddLife**