



”De optimale keuze voor therapie en oefensessies”

ROPOX ERGO MULTI TAFEL

COMFORTABEL ZITTEN VOOR TWEE PERSONEN TEGELIJK

De Ergo Multi Tafel is ideaal voor trainingen en therapie sessies, omdat er twee personen tegenover elkaar kunnen zitten. De twee ergonomische rondingen in het tafelwerkblad zorgen voor een gezonde zithouding voor de gebruiker. Ook in situaties waarbij een cliënt en een therapeut samen aan de tafel zitten, zorgt het ontwerp van de tafel voor de best mogelijke zithouding voor beide gebruikers.

Doordat er zich geen dwarsbalken onder het tafelblad bevinden, hebben rolstoelgebruikers geen probleem om dichtbij de tafel te komen en daardoor is deze tafel ideaal voor hen!

Wanneer u het sikkelvormige stuk in de uitsparing op het tafelblad klikt, heeft de tafel enkel een uitsparing aan één kant, waardoor deze tafel tevens als bureau kan dienen.

ROPOXTM

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

- A PART OF AddLife


ROPOX MULTI TAFEL

Max. draagvermogen:	100 kg
Hoogte:	56-90 cm incl. wielen
Diepte:	70 cm
Breedte:	90 cm
Breedte binnenkant:	73,6 cm
Framekleur:	Zilvergrijs

TECHNISCHE INFORMATIE

Afmeting	Artikelnr.
90 x 70 cm	20-70410

Alle tafels zijn in hoogte verstelbaar van 56-90 cm door middel van een handslinger. De standaard uitvoering van de tafel bestaat uit een 'boemerangstelsel' dat het mogelijk maakt om een buikuitsparing van 30 of 40 cm diameter te realiseren. Daarnaast kan men door het sikkelvormige stuk in de uitsparing op het tafelblad vast te klikken, een tafel te maken met enkel een uitsparing aan één kant.



ACCESSOIRES (INCL. BIJ AANKOOP VAN DE TAFEL)

Boemerang ø 30 cm
Art.nr.: 20-30523

Boemerang ø 40 cm
Art.nr.: 20-30525

Sikkelvormig stuk
Art.nr.: 20-30527

Remwielen – verhogen de tafel niet
Art.nr.: 20-70516



Meer informatie over afmetingen, technische gegevens, installatie en gebruik zie www.ropox.nl.