

”Gebruiksvriendelijk, flexibel  
en in hoogte verstelbaar”



## ROPOX VISION TAFEL

### FUNCTIONEEL EN MET EEN PRACHTIG DESIGN

Wat u ook zoekt in een tafel, onze Vision tafelerie heeft het zeer waarschijnlijk! Zo biedt de Vision-serie een scala aan werkbladafmetingen, modellen en instelmogelijkheden. Hierdoor kunnen wij aan vrijwel al uw wensen voldoen, ongeacht uw lengte of fysieke (on)mogelijkheden.

De Vision tafel is een uitstekende keuze voor mensen met een mobiliteitsbeperking en slechtzienden. U kunt het tafelblad kantelen en daarmee de afstand tot de documenten op het werkblad verkorten. Met de MagRule magneet kunt u uw documenten op hun plaats houden, zelfs als het tafelblad gekanteld is. U kunt de hoogte van de tafel eenvoudig handmatig of elektrisch verstellen. Hierdoor brengt u de tafel snel op de gewenste en ergonomische hoogte. Als extra optie kunt u de armsteunen gebruiken om uw onderarmen te ontlasten en als hulp bij een juiste zithouding.

De Vision is een echte aanrader voor zowel volwassenen als kinderen! Het frame van de tafel is gemaakt zonder dwarsbalken om maximale beenruimte onder de tafel te garanderen. Dit maakt het comfortabel voor rolstoelgebruikers, vanwege de nodige ruimte voor de rolstoel. Het ontwerp zorgt ervoor dat men in een comfortabele positief aan tafel kan zitten.

**ROPOX™**

# ROPOX VISION TAFEL

Max. gewicht: 100 kg  
 Hoogte: 50-70 or 60-90 cm  
 Diepte: 60 or 90 cm  
 Breedte: 90 or 120 cm  
 Kleur frame: Silver Grey


## TECHNISCHE INFORMATIE

M	A	B	C	D	E
<b>AFMETING</b> 90 X 60 CM					
50-70 / 60-90cm - manueel 50-70 / 60-90cm - elektrisch	20-60010-11 / 20-60020-11 20-60010-21 / 20-60020-21	20-60011-11 / 2060021-11 20-60011-21 / 2060021-21	20-60012-11 / 2060022-11 20-60012-21 / 2060022-21	20-60013-11 / 2060023-11 20-60013-21 / 2060023-21	20-60014-11 / 2060024-11 20-60014-21 / 2060024-21

MODEL	A	B	C	D	E
<b>AFMETING</b> 120 X 60 CM					
50-70 / 60-90cm - manueel 50-70 / 60-90cm - elektrisch	20-60210-11 / 20-60220-11 20-60210-21 / 20-60220-21	20-60211-11 / 20-60221-11 20-60211-21 / 20-60221-21	20-60212-11 / 20-60222-11 20-60212-21 / 20-60222-21	20-60213-11 / 20-60223-11 20-60213-21 / 20-60223-21	20-60214-11 / 20-60224-11 20-60214-21 / 20-60224-21

MODEL	F	G
<b>AFMETING</b> 120 X 60 CM		
50-70 / 60-90cm - manueel 50-70 / 60-90cm - elektrisch	20-60215-11 / 20-60225-11 20-60215-21 / 20-60225-21	20-60216-11 / 20-60226-11 20-60216-21 / 20-60226-21

### KLEUREN TAFELBLAD:



Standaard

MODEL	A
<b>AFMETING</b> 90 X 90 CM	
50-70 / 60-90cm - manueel 50-70 / 60-90cm - elektrisch	20-60310-11 / 20-60320-11 20-60310-21 / 20-60320-21

## ACCESSOIRES

Arm support  
incl. tas  
Item: 20-60520



Arm support - met ver-  
grendeling, incl. tas  
Item: 20-60517



MagRule  
30 cm Item: 20-60545  
50 cm Item: 20-60541



Magneet  
Item: 50200-000



Wielen met rem, verhoogt de  
tafel met 8 cm, diepte 90/100 cm  
Item: 20-60589/20-60585



Wielen met rem, ver-  
hoogt de tafel met 8 cm,  
diepte 60 cm  
Item: 20-60570/20-60575



Wielen met rem, zonder  
verhoging van de tafel,  
diepte 60 cm  
Item: 20-60573



Wielen met rem, zonder  
verhoging van de tafel,  
diepte 90/100 cm  
Item: 20-60581/20-60579



# ROPOX™