

”Gör det säkert och bekvämt att ta en dusch”



## SÄKER OCH ENKEL ATT ANVÄNDA

Dusch- och vårdbrits ger användaren optimal komfort och säkerhet, och vårdpersonalen får bästa möjliga arbetsställning. Detta ger säkerhet och komfort för båda parter.

Bädden består av dubbelsidiga lameller. Ena sidan av lamellen böjer sig något nedåt för att ge den badande en säker position. Den andra sidan böjer sig något uppåt vilket gör det enkelt för vårdpersonalen att vända användaren på sidan när bädden används för att byta kläder.

Det är lätt att justera bäddens höjd med handkontrollen, och den kan snabbt justeras till bästa läge, t.ex. för en rullstol, så att förflyttning av användaren till sängen går smidigt och enkelt.







Dusch- och vårdbrits är lätt att rengöra och kan fällas upp när den inte används för att spara utrymme i badrummet.



**ROPOX™**  
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

– A PART OF AddLife®

## VARIANT/MODELL

| DUSCH- OCH VÅRDBRITS UTAN RYGGSTÖD                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
| 146 cm<br>Artikelnr: 40-25023                                                      | 178 cm<br>Artikelnr: 40-25026                                                      | 210 cm<br>Artikelnr: 40-25029                                                       |
| DUSCH- OCH VÅRDBRITS MED RYGGSTÖD                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |  |
| 146 cm<br>Artikelnr: 40-25073                                                      | 178 cm<br>Artikelnr: 40-25076                                                      | 210 cm<br>Artikelnr: 40-25079                                                       |

- Badden kan fällas upp för att spara plats i badrummet.
- Dusch- och vårdbrits har en elektrisk handkontroll för enkel höjdjustering.
- Liggområdet är 18 cm kortare än dusch-/klädbytesbäddens längd.

## TILLBEHÖR

Ryggstöd:  
Artikelnr: 40-25031

Ändskydd:  
Artikelnr: 40-25038

Skyddsräcke:  
Artikelnr: 40-25034 til skifte/bruseleje 146 cm  
Artikelnr: 40-25036 til skifte/bruseleje 178 cm  
Artikelnr: 40-25035 til skifte/bruseleje 210 cm

Nackstöd  
Artikelnr: 40-25090

