



”Den optimale vask til både
siddende og stående brugere”

ROPOX SLIMLINE VASK

NÅR MAN GERNE VIL HAVE VASK OG SPEJL I EN SAMLET, SMAL OG ELEGANT LØSNING

Med SlimLine vasken får man spejl og vask i en samlet enhed, og derfor passer spejlet altid i højden, uanset om brugeren sidder i kørestol eller er stående. Højden justeres elektrisk ved et enkelt tryk på betjeningen, der sidder lige under spejlet og derfor altid er inden for rækkevidde.

Support vasken giver bedre tilgængelighed og integrerede greb, som øger sikkerheden, for brugere med nedsat funktionsevne.

SlimLine vasken og spejl er en samlet enhed som kun fylder 8 cm ud fra væggen.

SlimLine vasken er let at rengøre, så man kan holde et højt hygiejne-niveau.



ROPOX™

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

- A PART OF AddLife®

ROPOX SLIMLINE VASK

Højde justering: 30 cm (70-100 cm)

Max. brugervægt: Testet iht. DS/ISO 17966:2016
(se skema for max brugervægt)

VARIANT/MODEL




Med vasken medfølger blandingsbatteri, fleksibelt vvs afløbskit og installationsafdækning.
Vasken er uden overløb.

TILBEHØR

Håndbetjening med spiral
V-nr.: 40-15630



Lysarmatur
V-nr.: 40-44182



Overløbsprop
V-nr.: 40-40935



Hjælpegreb til armatur
V-nr.: 40-44041



Berøringsfrit armatur
V-nr.: 40-44045



OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark – Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
– A PART OF AddLife

No. DK_1962409_0123