

”En kvalitetsvask til både private hjem og institutioner”



ROPOX STANDARDLINE

NÅR DU VIL HAVE EN HØJDEJUSTERBAR VASK, DER HOLDER ÅR EFTER ÅR

StandardLine er et godt valg, hvis man ønsker en brugervenlig løsning. Man får et stilrent design, som både kan bruges i private hjem og på institutioner og hospitaler.

Højden justeres elektrisk ved et enkelt tryk på betjeningen, som hænger på den medfølgende krog.

Alle installationer er skjulte uanset højden på vasken.

Uanset hvilken StandardLine variant man vælger, så er man sikker på at få en løsning, der holder i mange år, og som også er let at rengøre.

Man kan vælge mellem 10 typer af håndvaske, så man er sikker på at få den variant, der passer bedst til dem, der skal anvende vasken.










ROPOX STANDARDLINE

Højde justering: 30 cm

Max. brugervægt: Testet iht. DS/ISO 17966:2016
(se skema for max brugervægt)

VARIANT/MODEL



VASKE TIL MONTERING PÅ STANDARDLINE UNIT					
- Lav bundet vask - Optimal grebs funktion	- Lav bundet vask - Gode greb i front	- Lav bundet vask - Lange greb i siderne	- Lav bundet vask	- Lille vask	- Vask med buet forkant
					
WBR-100 60x55,5x12,8 cm 200 kg V-nr.: 40-15623 V-nr.: 40-15633*	WBR-101 60x55,5x12,8 cm 200 kg V-nr.: 40-15624 V-nr.: 40-15634*	WBR-102 60x55,5x12,8 cm 200 kg V-nr.: 40-15625 V-nr.: 40-15635*	WBR-103 60x55,5x12,8 cm 200 kg V-nr.: 40-15626 V-nr.: 40-15636*	WBR-200 60x42x15,5 cm 165 kg V-nr.: 40-15621*	WBR-201 64x54,5x16,5 cm 165 kg V-nr.: 40-15627

* Vasken er med overløb.

TILBEHØR




Fast betjening, til højre
V-nr.: 40-14778
(til WBR-100, 101 og 103)

Fast betjening, til venstre
V-nr.: 40-14779
(til WBR-100, 101 og 103)

Overløbsprop
V-nr.: 40-40935

Et-grebs blandingsbatteri
V-nr.: 40-44040

Armatyr med hjælpegreb
V-nr.: 40-44039



OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark – Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

ROPOXTM
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

– A PART OF AddLife

No. DK_1962461_0524