

„Die richtigen Hilfsmittel erleichtern den Alltag“



## ROPOX SUPPORTLINE

### EIN ROBUSTES WASCHBECKEN, DAS SICH AN IHRE BEDÜRFNISSE ANPASSEN LÄSST

Ein stützfestes Waschbecken bietet besonders Gehbehinderten große Vorteile. Die integrierten, ergonomischen Haltegriffe dienen als Stütze und bieten Hilfestellung beim Aufstehen oder Hinsetzen.

Die Höhe des Waschbeckens lässt sich an die körperlichen Umstände des einzelnen Benutzers anpassen, und es lässt sich leicht zur Seite schieben. So können Sie das Becken dort platzieren, wo Sie es praktischsten ist.

Durch das reinigungsfreundliche Design lässt sich das Waschbecken einfach sauber halten, und obwohl das Becken sehr robust und stabil ist, ist seine Ästhetik dennoch einfach und elegant.

Die soliden, integrierten Griffe bieten sicheren Halt, wenn Sie sich im Raum bewegen.



**ROPOX™**

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

— A PART OF AddLife®















# ROPOX SUPPORTLINE

Höhenverstellung: Modell „Basic“ / Manuell, 71–101 cm  
Modell „Electric“ 71–96 cm

Max. Benutzergewicht: Getestet gemäß DS/  
ISO 17966:2016  
(Max. Benutzergewicht siehe unten)


## VARIANTE/MODELL

ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG 		MANUELLE HÖHENVERSTELLUNG 	
			
Links / 520 kg Artikel Nr.: 40-44016	Rechts / 520 kg Artikel Nr.: 40-44017	Links / 400 kg Artikel Nr.: 40-44014	Rechts / 400 kg Artikel Nr.: 40-44015
FEST MONTIERT – FESTE HÖHE 		BASISMODELL – MONTAGE VERÄNDERBAR 	
			
Links / 400 kg Artikel Nr.: 40-44010	Rechts / 400 kg Artikel Nr.: 40-44011	Links / 400 kg Artikel Nr.: 40-44012	Rechts / 400 kg Artikel Nr.: 40-44013


## ZUBEHÖR

### Abdeckung

Artikel Nr.: 40-44023 (links)+40-44024 (rechts) (elektrisch)  
Artikel Nr.: 40-44027 (links)+40-44028 (rechts) (Handbuch)  
Artikel Nr.: 40-44021 (links)+40-44022 (rechts) (Basismodell & Fest montiert)





System zum seitlichen Verschieben (35 cm)  
Artikel-Nr.: 40-44030 (Manuell & Elektrisch)



Installationsset (Ab-/Zufluss neben  
Waschtisch)  
Artikel Nr.: 40-44034 (elektrisch & manuell)

Installationsset (Ab-/Zufluss unter  
Waschtisch)  
Artikel Nr.: 40-44031 (Handbuch)



### Klempnerkit

Artikel Nr.: 40-44020+31 (Manuell) Artikel-Nr.: 40-44033 (Basismodell & Fest montiert)



Flacher Druckschalter  
Artikel-Nr.: 40-44026



Stöpsel mit Überlauf-  
Artikel-Nr.: 40-40935



Einhand-Mischbatterie  
Artikel-Nr.: 40-44040



Mischbatterie mit  
Verlängerter Hebel  
Artikel-Nr.: 40-44039



**Hinweis:** Weitere Informationen zu Abmessungen und Anschlussstücken, die technischen Angaben und vieles mehr finden Sie in der Produktbeschreibung und in den Bedienungsanleitungen auf unserer Website.

Die Artikel werden gemäß folgendem Standard produziert: DS / ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Naestved, Dänemark · Telefon: +45 5575 0500 · info-de@ropox.com · www.ropox.de

**ROPOX™**

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

– A PART OF AddLife®