


„Ein elektrische Dusch-/Ankleideliege  
mit hohem Komfort“



## DUSCH-/ANKLEIDELIEGE ROPOX MOBILIO

### OPTIMALE ARBEITSBEDINGUNGEN FÜR DIE PFLEGEKRÄFTE UND EIN SICHERES, KOMFORTABLES ERLEBNIS FÜR DIE BENUTZER

Ein hohes Maß an Komfort und Hygiene für Benutzer und Pfleger  
Das Design der Duschlüge sorgt dafür, dass der Benutzer stets bequem auf der Liegefläche liegt und das Wasser schnell in die Auffangwanne und von dort abfließt. Liegeflächenelemente und Auffangwanne können nach Gebrauch vom Pflegepersonal leicht gereinigt werden. Das macht sie nicht nur zur hygienischsten, sondern auch zur praktischsten Duschlüge.

Die Liegefläche aus beidseitig verwendbaren Elementen fühlen sich weich, warm und angenehm an. Die Elemente der Liegefläche sind auf einer Seite leicht nach unten gewölbt, so dass der Benutzer beim Duschen sicher und fest. Außerdem fließen Wasser und Seife dadurch gut in die Wanne ab. Umgedreht ist die Liegefläche leicht nach oben gewölbt, was es dem Pflegepersonal erleichtert, einen Benutzer beim Umziehen zu drehen.

#### Die Sicherheit im Blick

Die Höhenverstellung erfolgt über eine Handbedienung, was dem Pflegepersonal eine gesunde Arbeitshaltung und einen bequemen

Zugang zur Duschlüge ermöglicht. Durch die Höhenverstellung ist es zudem leichter, dem Benutzer beispielsweise von seinem Rollstuhl auf die Duschlüge zu helfen. Die Dusch-/Ankleideliege ist fahrbar und es kann eine Batterielösung gewählt werden, damit Sie beim Bewegen der Liege nicht auf Kabel zu achten brauchen. Auch ein zentrales Bremssystem kann installiert werden, damit das Pflegepersonal die Rollen einfach und schnell feststellen oder lösen kann. Alles in allem ist die Dusch- und Ankleideliege Mobilio eine flexible, komfortable und sichere Lösung für Benutzer und Pflegepersonal.

#### Erleichtert das Umlagern

Durch die Höhenverstellung können die Pflegekräfte stets die richtige Arbeitshöhe wählen. Dadurch brauchen sie weniger zu heben, wenn sie die Pflegeperson umlagern und zum Beispiel vom Schlaf- ins Badezimmer bringen. Für die Benutzer wird das Umziehen und Duschen merklich sicherer und komfortabler.

**ROPOX™**

BETTER WAYS TO BETTER DAYS




— A PART OF AddLife®

# DUSCHLIEGE ROPOX MOBILIO

Höhenverstellung: 40 cm (59–99 cm) über dem Boden

Max. Belastung: vgl. ISO 17966:2016  
Max. Benutzergewicht: 200 kg

## DUSCH-/ANKLEIDELIEGE ROPOX MOBILIO


FAHRBARE DUSCH-/ANKLEIDELIEGE		
		
<p>Länge 146 cm Artikel-Nr.: 40-31406 Inkl. Seitenteile</p>	<p>Länge 178 cm Artikel-Nr. 40-31410 Inkl. Seitenteile</p>	<p>Länge 210 cm Artikel-Nr.: 40-31411 Inkl. Seitenteile</p>

- \* Die Liege lässt sich mit der elektrischen Handbedienung einfach in der Höhe verstellen.
- \* An beiden Enden kann (optional) ein Endteil montiert werden.
- \* Seitenteile sind im Lieferumfang enthalten.
- \* Bei Ausstattung mit einem Akku (optional) kann das Produkt auch beim Laden verwendet werden.

## ZUBEHÖR


### Zentralbremse

Länge 146 cm, Artikel-Nr.: 40-30768  
Länge 178 cm, Artikel-Nr.: 40-30767  
Länge 210 cm, Artikel-Nr.: 40-30766




### Verkleidung für Seitenteil

Länge 146 cm Artikel-Nr.: 40-25782  
Länge 178 cm, 210 cm, Artikel-Nr.: 40-25783




### Bettwächter

Artikel-Nr.: 40-25038




### Rückenlehne

Artikel-Nr.: 40-25031




### Kopfstütze

Artikel-Nr.: 40-25090



### Batterie

Artikel-Nr.: 40-30762



**HINWEIS!** Weitere Informationen zu Abmessungen und Anschlussstücken, die technischen Angaben und vieles mehr finden Sie in der Produktbeschreibung und in den Bedienungsanleitungen auf unserer Website.

Die Artikel werden gemäß folgendem Standard produziert: DS / ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Naestved, Dänemark – Telefon: +45 5575 0500 · info-de@ropox.com · www.ropox.de

**ROPOX™**

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

– A PART OF AddLife®