


”Et mobilt skifte/bruseleje
med høj komfort”



ROPOX MOBILIO BRUSELEJE

ET ELEKTRISK SKIFTE/BRUSELEJE DER GIVER PERSONALET OPTIMALE ARBEJDSFORHOLD OG BRUGERNE EN TRYK OG RAR OPLEVELSE

Høj komfort og hygiejne for bruger og plejer
Designet sikrer, at brugeren altid ligger behagligt på lamellerne, og at vandet straks løber ned og væk fra karret. Personalet kan nemt rengøre lamellerne og opsamlingskarret efterfølgende. Det er både det mest hygiejniske og det mest praktiske.

De vendbare lameller føles bløde, tempererede og rare mod huden. De er svagt nedadbuget på den ene side, så brugeren ligger trygt og sikkert, når vedkommende skal bades, og vand og sæbe kan let løbe ned i karret og ud. Den anden side buer svagt opad, hvilket gør det nemmere for personalet at vende en bruger under omklædning.

Sikkerhed i fokus

Højden justeres med en håndbetjening, som giver personalet en sund arbejdsstilling og god adgang til lejet. Det gør det også nemmere, når en bruger skal forflyttes over på lejet fra eksempelvis en kørestol.

Det mobile bruseleje kan leveres med en batteriløsning, så man kan flytte det uden at tænke over, om kabler eller ledninger kommer i vejen. Det er også muligt at få lejet med centralbremse, så personalet kan låse lejet nemt og hurtigt. Alt i alt er Mobilio bruselejet en fleksibel, behagelig og sikker løsning for både brugerne og personalet.

God transportløsning

Højdejusteringen sikrer, at personalet får en god arbejdshøjde, og at der er færre forflytninger, fordi man med den mobile version, nemt kan flytte en bruger fra for eksempel soveværelset til baderummet. Brugere vil opleve, at bade- og skiftesituationen bliver en tryk og behagelig oplevelse.

ROPOX™

BETTER WAYS TO BETTER DAYS




— A PART OF AddLife®

ROPOX MOBILIO BRUSELEJE

Højdejustering: 40 cm (59-99 cm)

Max. belastning: Iht. ISO 17966:2016
Max. brugervægt 200 kg


ROPOX MOBILIO BRUSELEJE

| MOBILT BRUSELEJE | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Længde 146 cm V-nr.: 40-31406 Inkl. sengeheste | Længde 178 cm V-nr.: 40-31410 Inkl. sengeheste | Længde 210 cm V-nr.: 40-31411 Inkl. sengeheste |


- * Lejet højdejusteres nemt med elektrisk håndbetjening.
- * Det er muligt at montere endegavle på lejet.
- * Hvis det er udstyret med et batteri, kan lejet bruges mens det oplader.

TILBEHØR


Centrallås til bremsehjul
Længde 146 cm - V-nr.: 40-30768
Længde 178 cm - V-nr.: 40-30767
Længde 210 cm - V-nr.: 40-30766



Pude til sengehest
Længde 146 cm V-nr.: 40-25782
Længde 178 cm, 210 cm V-nr.: 40-25783



Endegavl
V-nr.: 40-25038




Rygstøtte
V-nr.: 40-25031



Nakkestøtte
V-nr.: 40-25090



Batteri
V-nr.: 40-30762



OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark – Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

ROPOXTM
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
– A PART OF AddLife