

„So wird das Duschen
zu einem sicheren Genuss“



DUSCH-/ANKLEIDELIEGE ROPOX


SICHER UND EINFACH ZU BEDIENEN

Die Dusch-/Ankleideliege bietet dem Benutzer optimalen Komfort und Sicherheit und ermöglicht dem Helfer eine optimale Arbeitshaltung. Die optimale Lösung, um alle Beteiligten zufrieden zu machen.

Die Liegefläche besteht aus einzelnen Elementen und kann beidseitig verwendet werden. Auf der einen Seite sind die Elemente leicht nach unten gewölbt. Das sorgt für eine sichere Lagerung der betreuten Person in der Dusche. Auf der anderen Seite sind die Elemente leicht nach oben gewölbt. So kann der Helfer die betreute Person bei An- oder Umziehen bequem auf die Seite drehen.

Die Höhe der Liegefläche lässt sich bequem mit der Handbedienung einstellen. So ist die Liege schnell in die gewünschte Position gebracht, wenn man zum Beispiel die betreute Person von einem Rollstuhl auf die Liege bringen möchte.

Die Dusch-/Ankleideliege ist reinigungsfreundlich und kann bei Nichtgebrauch platzsparend hochgeklappt werden. Die Elemente der Liegefläche lassen sich zusammenfallen.









DUSCH-/ANKLEIDELIEGE ROPOX

Höhenverstellung: 70 cm (30–100 cm) über dem Boden

Max. Benutzergewicht: Getestet gemäß DS/ISO 17966:2016
Max. Benutzergewicht 220 kg

VARIANTE/MODELL

| DUSCH-/ANKLEIDELIEGE OHNE RÜCKENLEHNE | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| 146 cm Artikel-Nr.: 40-25023 | 178 cm Artikel-Nr.: 40-25026 | 210 cm Artikel-Nr.: 40-25029 |

| DUSCH-/ANKLEIDELIEGE MIT RÜCKENLEHNE | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| 146 cm Artikel-Nr.: 40-25073 | 178 cm Artikel-Nr.: 40-25076 | 210 cm Artikel-Nr.: 40-25079 |

- Die Liege kann hochgeklappt werden, um Platz im Badezimmer zu sparen.
- Die Dusch-/Ankleideliege verfügt über eine elektrische Handbedienung zur einfachen Höhenverstellung.

ZUBEHÖR

Seitengitter:

Artikel-Nr.: 40-25034 für Dusch-/Ankleideliege 146 cm
Artikel-Nr.: 40-25036 für Dusch-/Ankleideliege 178 cm
Artikel-Nr.: 40-25035 für Dusch-/Ankleideliege 210 cm

Endschutz:





Artikel-Nr.: 40-25038

Rückenlehne:

Artikel-Nr.: 40-25031

Kopfstütze:

Artikel-Nr.: 40-25090



HINWEIS! Weitere Informationen zu Abmessungen und Anschlussstücken, die technischen Angaben und vieles mehr finden Sie in der Produktbeschreibung und in den Bedienungsanleitungen auf unserer Website.

Die Artikel werden gemäß folgendem Standard produziert: DS / ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Naestved, Dänemark – Telefon: +45 5575 0500 · info-de@ropox.com · www.ropox.de

ROPOX™

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

– A PART OF AddLife®