

”Gör det säkert och bekvämt att ta en dusch”



ROPOX DUSCHVAGN


SÄKER OCH ENKEL ATT ANVÄNDA

Duschvagn ger användaren optimal komfort och säkerhet, och vårdpersonalen får bästa möjliga arbetsställning. Detta ger säkerhet och komfort för båda parter.




Bädden består av dubbelsidiga lameller. Ena sidan av lamellen böjer sig något nedåt för att ge den badande en säker position. Den andra sidan böjer sig något uppåt vilket gör det enkelt för vårdpersonalen att vända användaren på sidan när bädden används för att byta kläder.




Det är lätt att justera bäddens höjd med handkontrollen, och den kan snabbt justeras till bästa läge, t.ex. för en rullstol, så att förflyttning av användaren till sängen går smidigt och enkelt.

Duschvagn är lätt att rengöra och kan fällas upp när den inte används för att spara utrymme i badrummet.



VARIANT/MODELL

DUSCHVAGN UTAN RYGGSTÖD		
		
146 cm Artikelnr: 40-25023	178 cm Artikelnr: 40-25026	210 cm Artikelnr: 40-25029

DUSCHVAGN MED RYGGSTÖD		
		
146 cm Artikelnr: 40-25073	178 cm Artikelnr: 40-25076	210 cm Artikelnr: 40-25079

- Badden kan fällas upp för att spara plats i badrummet.
- Duschvagn har en elektrisk handkontroll för enkel höjdjustering.

TILLBEHÖR

Skyddsräcke:

Artikelnr: 40-25034 til skifte/bruseleje 146 cm
 Artikelnr: 40-25036 til skifte/bruseleje 178 cm
 Artikelnr: 40-25035 til skifte/bruseleje 210 cm

Ändskydd:

Artikelnr: 40-25038

Ryggstöd:

Artikelnr: 40-25031

Nackstöd

Artikelnr: 40-25090

