

”Ett hjälpmedel för badrummet som ökar självständigheten”



ROPOX TOALETTLYFT

GÖR DET ENKLARE ATT ANVÄNDA TOALETTEN PÅ EGEN HAND

ROPOX toalettlyft är ett hjälpmedel för badrummet som hjälper användaren av och på toalettstolen. Det är en liten enhet med hög kapacitet och en diskret design som lätt kan anpassas efter användarens individuella behov.

Den levereras i en manuell och en elektrisk version med ett höjdjusteringsintervall på 22 och 25 cm. Den elektriska modellen justeras med en trådlös handkontroll. Den manuella modellen styrs med handtag som kan demonteras om så önskas.

WC-armstöd för toalettstolen som kan justeras i höjdlöd och som monteras på sidan av enheten. De ger gott om utrymme och åtkomst vid förflyttningar. De kan installeras eller tas bort en i taget om användarens behov så kräver.

Den släta ytan med rundade kanter gör den lätt att rengöra och hjälper till att säkerställa en hög hygienivå.



ROPOX™

BETTER WAYS TO BETTER DAYS





— A PART OF AddLife®

ROPOX TOALETTLYFT

Höjdstyrning: Electric 25 cm (från 40–65 cm)
Manual 22 cm (från 40–62 cm)

Max. användarvikt: Max. användarvikt
400 kg Toalettlift
250 kg WC-armstöd
cf. DS / ISO 17966:2016

VARIANT/MODELL

TOALETTLYFT			
			
Electric Artikelnr: 40-45027 Golvbrunn	Electric Artikelnr: 40-46027 Väggavlopp	Manual Artikelnr: 40-45026 Golvbrunn	Manual Artikelnr: 40-46026 Väggavlopp

Toalettliftare i bottenläge: Modellen Electric/Manual 115,4 x 52,3 x 20,5 cm. Geberits förstklassiga cisterne-komponenter. Dubbelspolsystem som kan justeras efter kraven på "gröna byggnader" med spolning på 2 och 4,5 liter. Om risken för klämning önskas minska - när toalettliftaren (EL) sänks. (Artikelnr: 40-45073 min. 10 st.)

TILLBEHÖR






WC-armstöd för toalettstol,
Wave 90 cm
Artikelnr: 40-40421 (grå)
Artikelnr: 40-40426 (röd)

WC-armstöd för toalettstol,
Wave 76 cm
Artikelnr: 40-40420 (grå)
Artikelnr: 40-40425 (röd)


WC-armstöd för toalettstol,
Straight 90 cm
Artikelnr: 40-40402 (grå)
Artikelnr: 40-40407 (röd)

WC-armstöd för toalettstol,
Straight 76 cm
Artikelnr: 40-40401 (grå)
Artikelnr: 40-40406 (röd)

WC-armstöd för toalettstol,
Straight 66 cm
Artikelnr: 40-40400 (grå)
Artikelnr: 40-40405 (röd)




Beslag WC-armstöd för
toalettstol,
Vänster/Höjdstyrbar
Artikelnr: 40-40456




Kort ryggstöd
Artikelnr: 40-45101




Beslag WC-armstöd för
toalettstol,
Höger/Höjdstyrbar
Artikelnr: 40-40455



Lockförlängning
30 mm Artikelnr: 40-45071
60 mm Artikelnr: 40-45072



Fast betjening
Artikelnr: 40-45070



Vägghängd toalett, kort modell
Extra smutsavvisande yta
Artikelnr: 40-44070
(djup 56 cm)



Monteringsfäste för
manuell drift
Artikelnr: 40-40453



Vägghängd toalett, lång modell
Extra smutsavvisande yta
Artikelnr: 40-44071
(djup 70 cm)



Toalettrullshållare
Artikelnr: 40-40452



Långt ryggstöd
Artikelnr: 40-45100



Toaletsits med lock
Artikelnr: 40-44075
Toaletsits utan lock
Artikelnr: 40-44074



OBS! Under den aktuella produkten och i bruksanvisningarna på vår webbplats hittar du mer information om mått, tekniska data, installationsgränssnitt och mycket mer.

Produkterna är tillverkade enligt följande standard: DS/ISO 17966:2016.

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Naestved, Denmark – Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.se · www.ropox.se

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

– A PART OF AddLife®

Nr SE_1962401_1124