

”Giver uafhængighed  
på badeværelset”



## ROPOX TOILETLØFTER

### GØR DET LETTERE AT BRUGE TOILETTET UDEN HJÆLP

ROPOX Toiletløfter er en hjælp til at sætte sig og rejse sig fra toilettet. Det er en lille enhed med stor kapacitet og et diskret design, der nemt kan tilpasses individuelle behov.

Den findes i en manuel og en elektrisk version, der har et højdejusteringsinterval på henholdsvis 22 og 25 cm. Den elektriske model betjenes med en trådløs håndbetjening. På den manuelle model justeres højden ved hjælp af et håndsving, der kan demonteres, hvis man ønsker.

Man kan tilvælge specialdesignede, højdejusterbare toiletstøtter, som monteres på siden af unit'en. Det sikrer god plads og adgangsforhold ved forflytninger. De kan monteres eller fjernes enkeltvis, hvis en brugers behov kræver det.

Den bløde overflade med afrundede hjørner gør toiletløfteren nem at rengøre. Det betyder, at det bliver lettere at opretholde et højt hygiejneniveau.



**ROPOX™**

BETTER WAYS TO BETTER DAYS





- A PART OF AddLife®

# ROPOX TOILETLØFTER

Højdejustering: Electric 25 cm (fra 40-65 cm)  
Manual 22 cm (fra 40-62 cm)

Max. belastning: Iht. DS / ISO 17966:2016 er  
max. brugervægt  
400 kg Toiletløfter  
250 kg Toiletstøtter

## VARIANT/MODEL

TOILETLØFTER			
			
Elektrisk V-nr.: 40-45027 Gulvafløb	Elektrisk V-nr.: 40-46027 Vægafløb	Manuel V-nr.: 40-45026 Gulvafløb	Manuel V-nr.: 40-46026 Vægafløb

Toiletløfter unit i bundposition: Model Electric/ Manual 115,4x 52,3 x 20,5 cm. Elektrisk: Trådløs betjening kan placeres efter ønske på medfølgende krog. Manuel: Håndtag kan placeres i højre eller venstre side efter ønske. Skyllefunktion 3 eller 6 liter. Ønskes øget klemsikkerhed - når Toiletløfteren (EL) køres ned. (V-nr.: 40-45073 min. 10 stk.)

## TILBEHØR






Toiletstøtter, Wave 90 cm  
V-nr: 40-40421 (grå)  
V-nr: 40-40426 (rød)

Toiletstøtter, Wave 76 cm  
V-nr: 40-40420 (grå)  
V-nr: 40-40425 (rød)


Toiletstøtter, Straight 90 cm  
V-nr: 40-40402 (grå)  
V-nr: 40-40407 (rød)

Toiletstøtter, Straight 76 cm  
V-nr: 40-40401 (grå)  
V-nr: 40-40406 (rød)


Toiletstøtter, Straight 66 cm  
V-nr: 40-40400 (grå)  
V-nr: 40-40405 (rød)




Beslag til Toiletstøtter  
Venstre/Højdejusterbare  
V-nr: 40-40456



Beslag til Toiletstøtter  
Højre/Højdejusterbare  
V-nr: 40-40455



Fast betjening i top  
V-nr: 40-45070




Holder til trådløs  
betjening  
V-nr: 40-40453



Toiletrulleholder  
V-nr: 40-40452




Lang rygstøtte  
V-nr: 40-45100



Kort rygstøtte  
V-nr: 40-45101



Udbygningsramme  
30 mm V-nr: 40-45071  
60 mm V-nr: 40-45072



Væghængt toilet, Kort 56 cm  
Smudsafvisende overflade  
V-nr: 40-44070



Væghængt toilet, Lang 70 cm  
Smudsafvisende overflade  
V-nr: 40-44071



Toiletsæde uden låg  
V-nr: 40-44074  
Toiletsæde med låg  
V-nr: 40-44075



**OBS!** Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark – Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

**ROPOX™**  
BETTER WAYS TO BETTER DAYS  
— A PART OF AddLife®

No. DK\_1962401\_1124