

”Mer självständighet
vid din personliga vård”



ROPOX WC-ARMSTÖD

FÅ NÅGOT ATT LUTA DIG MOT

Armstöd för toalettstol är ett bra hjälpmedel om du behöver sätta dig på och resa dig från toaletten på ett säkert sätt. Deras ergonomiska former ger ett bekvämt grepp och de rengöringsvänliga ytorna optimerar hygien.

Eftersom modell Wave är utformade med två höjder och en halksäker yta har du ett fast grepp både från stående och sittande läge.

WC-armstöden kan justeras i höjdlängd för att passa den enskilde användarens behov.

Om du behöver extra utrymme i badrummet kan armstöden fällas upp till vertikalt läge.



ROPOX™



BETTER WAYS TO BETTER DAYS

- A PART OF AddLife®



ROPOX WC-ARMSTÖD FÖR TOALETSTOL

Höjjustering: 20 cm
Max. användarvikt:
Testat enligt DS-ISO 17966:2016
(se max. användarvikt nedan)

VARIANT/MODEL

| WAVE - 90 CM | |
|---|---|
|  |  |
| 250 kg Artikelnr: 40-40421 grå Artikelnr: 40-40426 röd | 330 kg Artikelnr: 40-40431 grå Artikelnr: 40-40436 röd |

| WAVE - 76 CM |
|--|
|  |
| 250 kg Artikelnr: 40-40420 grå Artikelnr: 40-40425 röd |

| STRAIGHT - 90 CM | |
|--|--|
|  |  |
| 250 kg Artikelnr: 40-40402 grå Artikelnr: 40-40407 röd | 330 kg Artikelnr: 40-40430 grå Artikelnr: 40-40435 röd |

| STRAIGHT - 76 CM |
|---|
|  |
| 250 kg Artikelnr: 40-40401 grå Artikelnr: 40-40406 röd |

| STRAIGHT - 66 CM |
|--|
|  |
| 250 kg Artikelnr: 40-40400 grå Artikelnr: 40-40405 röd |


Den halkfria ytan finns i grått (RAL 7037) och rött (RAL 3003).

TILLBEHÖR


Toaletttrullshållare
Artikelnr: 40-40452



Höjjustering
(Quick release)
Artikelnr: 40-40450



Höjjustering
(justeras med verktyg)
Artikelnr: 40-40451



OBS! Under den aktuella produkten och i bruksanvisningarna på vår webbplats hittar du mer information om mått, tekniska data, installationsgränssnitt och mycket mer.

Produkterna är tillverkade enligt följande standard: DS/ISO 17966:2016.

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Naestved, Denmark – Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.se · www.ropox.se

ROPOXTM
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
– A PART OF AddLife

Nr SE_1962467_1124