



Ergorest

Ergorest er en ergonomisk, bevægelig armstøtte, der kan benyttes i terapier, ved arbejde med computer, laboratoriearbejde og ved finmotorisk arbejde indenfor f.eks. industrien.

Ergorest kan afhjælpe og forebygge rygsmerter, muskelinfiltrationer samt komplikationer i nakke, albue- og håndled. De tre bevægelige dele giver fuld bevægelsesfrihed, når armen hviler på den polstrede støtte.

Ergorest kan monteres på en bordplade med en tykkelse mellem 1,5 og 4,3 cm. Er bordpladen tykkere, vælges forlængerdel 20-51201. Model 20-51200, 20-51205, 20-51210 og 20-51211 kan højdeindstilles trinløst fra 5 - 7,5 cm ved hjælp af en fingerskrue.

Model 20-51203, 20-51204 og 20-51212 kan højdeindstilles yderligere op til 45 cm ved hjælp af et variabelt stangsystem.

Ergorest



20-51200	5 - 7,5 cm	13 cm	9 cm
20-51203	5 - 45 cm	13 cm	9 cm
20-50204	5 - 45 cm	13 cm	13 cm
20-51205	5 - 7,5 cm	13 cm	13 cm
20-51210	5 - 7,5 cm	20 cm	9 cm
20-51211	5 - 7,5 cm	20 cm	13 cm
20-51212	5 - 45 cm	20 cm	9 cm
20-51213	5 - 45 cm	20 cm	13 cm